

DIAION UBK08J

DIAION UBK08J 是均球膠型強酸陽離子交換樹脂，含強酸性磺酸交換基之苯乙烯高分子聚合物。經均一粒度製程，再行硫酸化之膠型顆粒球體。使用在處理軟水、純水或化學品製程有極佳之物性強度，反應性能，耐溫性能，具有極高之交換容量，並因其粒度均一，壓差較小，樹脂層反應速度均一，疊床設計分層完全。**DIAION UBK08J** 是依食品法檢測規定，符合食品法規的食品級產品。

【 規 範 】

Matrix	苯乙烯，二乙烯苯共聚物
Function groups	-SO ₃ Na
Physical form	小球體
Ionic form as shipped	Na 型
Total exchange capacity	2.00 meq/ml min.
Moisture holding capacity	43 to 49 %
Bulk density (Approx.)	840 g/L
Specific gravity (Approx.)	1.28
Particle size	600± 50 μm
Uniformity coefficient	1.1 max.
Maximum reversible swelling	Na ⁺ → H ⁺ : 9%
Chemical resistance	耐酸鹼，耐一般溶劑
Operating temperature (°C)	120 Max.(H, Na form)